

 <b>C·H·U</b> Hôpitaux de Bordeaux	<b>Services de soins et médico- techniques Groupe Sud</b> <b>Laboratoire d'anatomie pathologique du Groupe Sud</b>	<b>IN LAB 404</b>
	<b>INSTRUCTION</b>	Ind : 01 Page : 1/2
<b>Modalités de prélèvements Frottis Cervico Vaginaux</b>		

## OUTILS

- feuille de demande d'examen spécifique au laboratoire d'anatomie pathologique renseignée en sa totalité et pochette de transport
- lames 76x26x3 ordinaires à plage dépolie.
- crayons à papiers.
- supports de protection en carton ou plastique pour transporter les lames.
- dispositif de prélèvement ( brosse cyto brush ou autre ) ; liquide de mise en suspension cellulaire ( monocouche ).
- fixateur en spray ( labofix ou laque )
- 

## CONSIGNES

### Identification :

chaque lame doit être parfaitement identifiée avec le nom de la patiente et le siège du prélèvement  
 chaque support de protection de lames doit être étiqueté avec les données administratives de la patiente et accompagné d'un bon de demande d'examen avec renseignements cliniques.

### Conditionnement des échantillons:

#### *Si étalement :*

- préparer les lames avec le nom de la patiente et la localisation du prélèvement ( vagin, exocol, endocol )
- utiliser la brosse. ou autre dispositif.
- rouler la brosse délicatement sur la lame sans jamais repasser 2 fois sur le même endroit et sans écraser
- *fixer au fixateur* sans superposer les lames

*Si liquide de suspension cellulaire ( mono couche) :* suivre l'instruction **IN LAN 027** cyto ponction d'organe mono couche

**Date d'application : 01/01/2004**

## TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION		APPROBATION	
Nom :	GAROSTE J.C	BAUD MN	Dr BELLEANNEE	Pr de Mascarel	
Fonction :	Technicien	Cadre médico technique	Anatomo pathologiste RQ	Chef de service	
Date :	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2003	
Signature :					

 <b>C·H·U</b> Hôpitaux de Bordeaux	<b>Services de soins et médico- techniques Groupe Sud</b> <b>Laboratoire d'anatomie pathologique du Groupe Sud</b>	<b>IN LAB 404</b>
	<b>INSTRUCTION</b>	Ind : 01 Page : 2/2
<b>Modalités de prélèvements Frottis Cervico Vaginaux</b>		

Informations à préciser sur la demande d'examen:

- dépistage ou surveillance systématique
- antécédents, traitement hormonal, date des dernières règles
- diagnostic supposé ou connu
- motif du prélèvement, renseignements cliniques en particulier résultats des éventuels examens radiographiques et ou cytologiques antérieurs

Acheminement : Confier les supports correctement identifiés et accompagnés de la feuille de demande d'analyse correctement renseignée au dépôt navette de votre secteur  
L'acheminement de ces échantillons se fait température ambiante  
En dehors des heures d'ouverture du laboratoire, les échantillons doivent être conservés à température ambiante.