



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX

# CHU DE BORDEAUX - LABORATOIRE HORMONOLOGIE ET MARQUEURS TUMORAUX

☎ 05-56-79-61-35 (96135)

REFERENCES POUR ETABLISSEMENT EXTERNE:

- N° CelFacBio 3814     Libourne 610012     I. Bergonié 409309  
 C. Perrens 610001     Cadillac 610023     N° autre étab. ext. :

⚠ Concerne l'ABC ⚠  
 Coller ici :  
 l'étiquette bon de demande  
 sans masquer le prescripteur  
 merci

**La non conformité de la demande d'examens peut entrainer la non réalisation des analyses**

**Etiquette du malade ou N° Cristal**

Nom d'usage : ..... Cachet du service (UG) .....  
 Nom de famille (de naissance) : .....  
 Prénom : ..... Téléphone .....  
 Sexe : .....  
 Date de naissance : ..... / ..... / .....  
 N° Identification : .....  
 Ville : ..... CP : .....

Médecin prescripteur : .....  
**Date de prélèvement** : .....  
**Heure de prélèvement (T0 si multitemps)** : .....  
 Préleveur (nom, qualité) : .....  
 Incidents survenus lors du prélèvement : .....

**Renseignements cliniques** : .....

⚠ en GARDE, cocher les analyses uniquement au VERSO

🕒 : Examens réalisés 24h/24

✳ : Document complémentaire à joindre ou conditions particulières de prélèvement : Voir catalogue de Biologie et Pathologie <https://catbio.chu-bordeaux.fr>

🧴 : Examens acceptés, **prétraités**, non réalisés 24h/24    🧴 : Examens acceptés, **conservés**, non réalisés 24h/24    (👉 : Réservé à l'enregistrement)

📞 : En garde, contact préalable du biologiste indispensable → Nom Biologiste contacté : .....

**DOSAGE SANGUINS**

Acheminer les tubes à température ambiante dans un délai < 6h

Si 🌡 acheminer les tubes à 5°C dans un délai < 4h

**CORTICO-SURRENALES et GONADES**

Tube Vac PET 7mL JAUNE + Gel + Silice SSTII  
 Microméthode : minimum 3 microtubes

NS	11-Désoxycortisol
NOHP	17-OH-Progestérone
ND4	4-Androstènedione
NDHEA	Déhydroépiandrosterone (⚠ Si SDHEA → Voir Bon PABIM)
NTESTO	Testostérone totale

Tube Vac PET 7mL MAUVE EDTA K2  
 Microméthode : minimum 3 microtubes

NACTH ACTH 🧴 🌡

**DIVERS**

Tube Vac PET 7mL JAUNE + Gel + Silice SSTII  
 Microméthode : minimum 3 microtubes

- NHYA Acide hyaluronique  
 NEPO Erythropoïétine  
 NAMH AMH

**MEDULLO-SURRENALES**

Tube Vac PET 7mL VERT FONCE sans gel Héparine de lithium

NMET Métanéphrines plasmatique 🧴 🌡  
 (1 tube **bien rempli**)

**DOSAGE URINAIRES**

NUCORT Cortisol urinaire

Adultes : recueillir les urines des 12h ou 24h dans un bocal  
Jeunes enfants : vider régulièrement la poche à urines dans un flacon

- Boucher le bocal et l'agiter
- Mesurer précisément le volume
- Prélever un échantillon de 5mL SUR TUBE Vac Pet 7mL beige sec, l'étiqueter et noter le volume des urines et la durée du recueil

Diurèse .....sur.....h

NUMET Métanéphrines urinaires

NUHVA	Acide homovanilique
NUVMA	Acide vanil mandélique
NUHIA	Acide 5 OH indole-acétique

Pour les demandes de VMA, HVA et 5-HIAA :

Recueillir les urines de 24h dans un bocal, ajouter 15mL HCl 6N par litre d'urine (ou 3mL HCl pour 100mL d'urines), bien homogénéiser et prélever un échantillon de 50mL, l'étiqueter.

Diurèse .....sur.....h

**DOSAGE SALIVAIRE** NCSAL Cortisol salivaire Cf.  Fiche d'information « méthode de prélèvement sur SALIVETTE »**AUTRES DOSAGES**Transport à  dans un délai < 4h pour transmission à l'extérieur du CHU**Tube Vac PET 7 mL JAUNE + gel + silice SST II**

<input type="checkbox"/>	N9BP3	IGFBP3	} 1 tube / analyse
<input type="checkbox"/>	N9GAS	Gastrine ♦	
<input type="checkbox"/>	N9PROIP	Pro-insuline ♦	
<input type="checkbox"/>	N9INHB	Inhibine ♦	
<input type="checkbox"/>	N9CTX	CTX ♦	
<input type="checkbox"/>	N9TL	Testostérone libre ♦	

**Tube Vac VERRE 5 mL ROSE EDTA K3/Aprotinine**

<input type="checkbox"/>	N9SOMA	Somatostine ♦	} 1 tube / analyse
<input type="checkbox"/>	N9VIP	VIP ♦	
<input type="checkbox"/>	N9GLUC	Glucagon ♦	

**Tube Vac PET 7 mL ROUGE Sec** N9HPP Polypeptide pancréatique (HPP) ♦ AUTRES : .....**CATECHOLAMINES URINAIRES et/ou PLASMATIQUES :**

- Ne sera fait que si la demande est motivée par un médecin prescripteur auprès d'un biologiste. Cette mesure fait suite aux demandes fréquentes non appropriées.
- **Pour rappel :**
  - Suspicion / exploration d'un phéochromocytome > cocher *métanéphrines plasmatiques*
  - Suspicion / exploration d'un neuroblastome ou d'une tumeur chez l'enfant > cocher *VMA* et *HVA*

## CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

### Accueil de Biologie Centralisé

*coller ici l'étiquette « URGENT » ou cocher la case si demande urgente*

**URGENT**

 : Examens acceptés 24h/24 (conservés, non-analysés)  : Examens acceptés 24h/24 (conservés, prétraités, non-analysés)	
<b>DOSAGE SALIVAIRE</b>	
<input type="checkbox"/> NCSAL Cortisol salivaire 	Cf.  Fiche d'information « Méthode de prélèvement sur SALIVETTE »
<b>MEDULLO-SURRENALES</b>	
Tube Vac PET 7 mL VERT FONCE sans gel Héparine de Lithium 	
<input type="checkbox"/> NMET Métanéphrines plasmatiques (1 tube) 	
<b>DOSAGES SANGUINS</b>	
Tube Vac PET 7 mL MAUVE EDTA K2	
<input type="checkbox"/> NACTH ACTH  	