

 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX	Entité d'application : PBP- US - Emetteur : PBP - P5 - ---	EN_LOG_23_2418 Ind : 01
	DOCUMENT D'ENREGISTREMENT	Page : 1/1

PRELEVEMENT ET ACHEMINEMENT A 37°C - FICHE DE TRAÇABILITE

Identification du patient :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

NDA :

ETIQUETTE
PATIENT

Fiche de tracabilité transport +37°C

Cryoglobuline / Cryofibrinogène = toujours à 37°C

PRELEVEMENT :

Nom du préleveur :

Sur tubes de sang et aiguilles préchauffés à 37°C (au moins 15 minutes)

Cryoglobuline : 3 tubes secs de 7 mL

Cryofibrinogène : 3 tubes secs de 7 mL + 2 tubes citratés 5 mL

Acheminement à 37°C au laboratoire dans les 4h

Préleveur

1 2 3 4

Cochés/renseignés

→ **CONFORME**

1

DATE :

à : H mn

2

Tubes remplacés immédiatement à 37°C : ☐ OUI

3

Fiche remplie déposée avec les tubes : ☐ OUI

4

Coursier des liaisons médicales prévenu : ☐ OUI

TRANSPORT :

Récupéré à : H mn

Tubes récupérés à 37°C : ☐ OUI ☐ NON

Sacoche de transport 37°C : ☐ OUI

Nom du coursier :

Liaisons
médicales

LABORATOIRE :

CONTRÔLE A LA RECEPTION :

Transporté dans une sacoche 37°C : ☐ OUI ☐ NON

Tubes placés immédiatement à 37°C : ☐ OUI

Horodatage :

Accueil
laboratoire