

	<b>Groupe Hospitalier Sud</b> <b>Laboratoire d'Anatomie Pathologique</b>	<b>IN-LAB 027</b>
	<b>INSTRUCTION</b>	Ind : 01 Page : 1/2
<b>Consignes pour prélèvements en phase liquide (« monocouche ») :          cytoponction ou brossage d'organe</b>		

**Quelles cytoponctions ?**

- Pour les cytoponctions, avec ou sans repérage (échographie, scanner, écho-endoscopie...), ou les brossages des organes suivants : thyroïde, foie, pancréas, voies biliaires...
- Pour toutes les cytoponctions très hématiques

**NB : Ceci ne concerne pas les biopsies qui doivent être roulées sur une lame puis déposées dans un flacon de formol, comme d'habitude.**

**Comment ?**

- 1- étiqueter lames et flacon sans ambiguïté
- 2- faire **une** lame d'étalement classique :
  - si ponction : mettre une goutte du matériel de ponction sur une lame et l'étirer avec une autre lame
  - si brossage : faire rouler la brosse sur une lame
- 3- puis, sans retard :
  - si ponction : rincer dans un flacon de recueil de cellules spécial (Cytololit°, Papsin°...) tout le reste du matériel contenu dans l'aiguille *y compris les micro-fragments qui seront récupérés ensuite dans le service pour être fixés et inclus en paraffine.*
  - Si brossage : mettre la brosse dans un flacon de recueil de cellules spécial. Agiter
- 4- adresser au service d'anatomie pathologique, Pr de Mascarel, avec la fiche de renseignements cliniques habituelle.

Si une seule ponction :

- faire **une** lame d'étalement classique + rincer l'aiguille dans **un** flacon de recueil spécial

Si plusieurs ponctions sont faites dans la même lésion :

- faire autant de lames d'étalement que de ponctions
- mais rincer toutes les aiguilles dans **un seul flacon de recueil.**

Si plusieurs lésions sont ponctionnées :

- faire une lame d'étalement pour chaque ponction + un flacon de recueil pour chaque lésion

**Une seule lame d'étalement par ponction  
 mais un seul flacon de recueil de cellules par lésion**

**Date d'application : 01/02/2003**

**TABLEAU D'APPROBATION**

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION		APPROBATION	
Nom :	Dr G. BELLEANNEE	BAUD M.N		Pr de MASCAREL	
Fonction :	RQ	Cadre de santé		Chef de service	
Date :	27/01/2003	27/01/2003		27/01/203	
Signature :					



C·H·U  
Hôpitaux de Bordeaux

Émetteur :

## INSTRUCTION

Ind :

Page : 2/2

**Titre**