

MOLECULES DETECTEES

Technique analytique concernée :

Neuroleptiques par Chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse en tandem

Technique Neuro :

L'analyse comporte la recherche et/ou le dosage des Neuroleptiques suivants :

Hydroxyrispéridone,
Rispéridone,
Halopéridol,
Hydroxyhalopéridol,
Ziprasidone,
Zuclopentixol,
Flupentixol,
Loxapine,
Quetiapine,
Alizapride,
Sulpiride,
Tiapride,
Olanzapine,
Amisulpride,
Dropéridol,
Cozapine,
Sertindole,
Dehydrosertindole,
Penfluridol,
Pimozide,
Aripiprazole

Technique Phénothiazines :

L'analyse comporte la recherche et/ou le dosage des Neuroleptiques suivants :

Oxoméazine,
Acéprométhazine,
Prométhazine,
Propériciazine,
Aliméazine,
Cyaméazine,
Levomépromazine,
Pipothiazine,
Thiopropérazine,
Chlorpromazine,
Perphénazine,
Fluphénazine,
Thioridazine,
Trifluopérazine.