



Dosage de l'activité Asparaginase

- **1 tube sur Héparinate de Lithium**
- **Délai envoi < 36 H : Ne pas centrifuger et envoyer le sang total à température ambiante (15 à 30 °C).**
- **Délai envoi > 36 H : Centrifuger puis décanter et envoyer congelé (-15 à -45°C).**

A l'attention du :

Pr Nicolas de ROUX
Laboratoire de Biochimie-Hormonologie
Hôpital Robert DEBRE
48 boulevard Sérurier – 75935 PARIS Cedex 19

Premier traitement Oui Non

Reprise traitement Oui Non

Etiquette du patient

Type Asparaginase	Date de début du traitement actuel par Asparaginase	Heure d'injection si réaction allergique	Date de prélèvement	Heure de prélèvement si réaction allergique

Asparaginase : KIRDOLASE, ONCASPAR, ERWINIA, SPECTRILA

Notion de réaction allergique : Oui Non

Tampon du Service

Résultats à transmettre à: _____
(Nom du Prescripteur)