

 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BORDEAUX	Entité d'application : US/LBM - --- - Tests dynamiques Emetteur : PBP - P1B - CHI	IN LAB_16 2310 Ind : 02
	INSTRUCTION	Page : 1/1
EPREUVE D HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE POUR LEPISTAGE DIABETE		

Intérêt : Dépistage d'un diabète de type 2 selon les dernières recommandations du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, et de la Société francophone du diabète (2010)

Substance(s) administrée(s) & voie(s) d'administration

Glucose par voie orale : 75g de glucose dissous dans 200 ml d'eau


Composés dosés, types de tubes utilisés & bon de demande

Analyse effectuée : glucose (sang)
Tubes utilisés : tubes de 7 ml **GRIS** avec fluorure de sodium et oxalate de potassium
Bon de demande utilisé : Bon PABIM

Protocole

Patient à jeun depuis la veille : épreuve effectuée le matin. Repos strict

Ingestion de glucose : **75g**



- **Noter les temps de prélèvement** sur les tubes et sur le bon de demande.
- **Acheminer tous les tubes** à la fin du test dans une pochette pour un transport **rapide** à température ambiante.

Date d'application : 15/03/2024

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	MAUREY DOMINIQUE	HERVIER DELPHINE	BATS MARIE-LISE	CHARPENTIER ELENA	POMMIERS SYLVIE
Signature :	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				